

▶ TERMÓMETRO DE MERCURIO

ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
PRUEBA DE FENOL	Debe ser Indeleble	MTD-CC-24 (Versión Vigente)
SUBDIVISIONES DE LA ESCALA	En °C y en décimas de °C	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
MARCAS DE GRADUACIÓN	En cada 5 subdivisiones una marca más grande	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
DUREZA	La columna de mercurio debe retornar hasta la última línea de graduación (35 °C)	MTD-CC-21 (Versión Vigente)
DIAMETRO DE BULBO	4.5 mm - 5.5 mm	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
DISTANCIA ENTRE 35.5 °C Y LA CONSTRICCIÓN	Mínimo 9.5 mm	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
DISTANCIA ENTRE 41 °C Y EL EXTREMO DEL TERMOMETRO	Mínimo 9.0 mm	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
PRECISIÓN	A 37 °C +/- 0.1 °C A 39 °C +/- 0.2 °C A 41 °C +/- 0.2 °C	MTD-CC-22 (Versión Vigente)
RELACION MAX ENTR NUMERO DE MARCAS Y LOGITUD DE ESCALA	2.5 °C por 10 mm	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
ALCANCE NOMINAL DEL TERMOMETRO	35.5 °C hasta 41 °C	MTD-CC-20 (Versión Vigente)
ACABADOS	Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, puntos oscuros, bordes filosos, manchas no lavables.	MTD-CC-19 (Versión Vigente)
MARCADO DEL PRODUCTO	Pais de Origen: MEX Marca del Producto: TERMOFLU Número de Lote: Número de Lote Leyenda tipo termómetro: Oral/Rectal	MTD-CC-23 (Versión Vigente)

CITRUS

